




## APPLICAZIONE COLLARE CERVICALE (Rigido a due pezzi) (Manovra a DUE Soccorritori)

**NOMINATIVO:** \_\_\_\_\_ **Data:** \_\_\_\_\_

**Associazione** \_\_\_\_\_ **Istruttore** (Nominativo) \_\_\_\_\_

LINEE GUIDA PER L'ESECUZIONE			
1. Fa immobilizzare il capo in posizione neutra			
2. Si presenta al paziente e gli spiega la manovra			
3. Libera il collo da impedimenti e ispeziona il collo			
4. Misura con le dita affiancate la distanza tra il mento ed il margine superiore del muscolo trapezio (base del collo)			
5. Identifica il collare della misura adeguata rapportando la misura con la parte laterale del collare			
6. Afferra con la mano la parte anteriore del collare piegandola leggermente su se stessa			
7. Posiziona la parte anteriore facendola scivolare sino ad appoggiarsi alla parte inferiore della mandibola			
8. Fissa la parte anteriore con il velcro senza ruotare il collo			
9. Posiziona la parte posteriore			
10. Stringe il velcro applicando trazione di eguale forza da entrambi i lati in contemporanea			
11. Posiziona uno spessore adeguato sotto la nuca (se necessario)			
12. Fa continuare il mantenimento dell'immobilizzazione manuale al secondo soccorritore.			

PUNTI DI FORZA:

---



---

ASPETTI MIGLIORABILI:

---



---

INDICAZIONI/SUGGERIMENTI:

---



---